

## Anticorpo Policlonal Anti-Pkc Zeta Para Wb, If/Icc, Elisa - Q05513

Número do item: CM0029470

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a PKC zeta (nPKC-zeta), validado para WB, IF/ICC, ELISA em humano, camundongo e rato. Útil para investigar a via PI3K, cascata MAPK, polaridade celular, ativação de NF-kB, sinalização de insulina e inflamação.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | PKC zeta Rabbit pAb                                                                                                            |
| Observações/Alias   | PKC2; PKC-ZETA; PKC zeta                                                                                                       |
| Espécie             | Humano                                                                                                                         |
| ID do Gene (Humano) | 5590                                                                                                                           |
| ID do Gene          | 5590                                                                                                                           |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 476-547 da PKC zeta humana (NP_002735.3). |
| Origem              | Coelho                                                                                                                         |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                         |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                              |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                       |
| SWISS               | Q05513                                                                                                                         |
| Peso da Proteína    | 68kDa                                                                                                                          |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                   |