

Anticorpo Policlonal De Anti-Rabbit Pkc Zeta Para Wb, Elisa - Q05513

Número do item: CM0016651

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PKC zeta humano (SWISS Q05513), validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudar as vias de sinalização PI3K, MAPK e NF-kappa-B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	PKC zeta Rabbit pAb
Observações/Apelido	PKC2; PKC-ZETA; PKC zeta
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5590
GeneID	5590
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 476-547 do PKC zeta humano (NP_002735.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q05513
Peso da Proteína	68kDa
Envio	Saco de gelo