


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pkce Para Wb, Elisa - Q02156

Número do item: CM0006392



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a PKCε (nPKC-épsilon) para Western blot e ELISA. Apresenta reatividade em espécies humanas, murinas e de rato. Adequado para estudos de sinalização por quinase na adesão celular, migração e resposta imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PKCε Rabbit mAb
Observações/Alias	PKCE; nPKC-epsilon; PKCε
Espécie	Humano
ID do Gene	5581
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 488-737 da PKCε humana (NP_005391.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q02156
Peso da Proteína	84 kDa
Envio	Bolsa de gelo