

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pkd1L2 Para Wb, Elisa - Q7Z442

Número do item: CM0015835

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PKD1L2 humano, validado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Ideal para estudar a função da proteína policistina-1-like 2.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | PKD1L2 Rabbit pAb                                                                                                            |
| Observações/Apelido | PC1L2; PKD1L2                                                                                                                |
| Espécie             | Humano                                                                                                                       |
| GeneID (humano)     | 114780                                                                                                                       |
| GeneID              | 114780                                                                                                                       |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-306 do PKD1L2 humano (NP_001265352.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                       |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                    |
| Reatividade Cruzada | Camundongo                                                                                                                   |
| SWISS               | Q7Z442                                                                                                                       |
| Peso Proteico       | 273kDa                                                                                                                       |
| Envio               | Em saco de gelo                                                                                                              |