


Anti-Pkd2 (Policistina-2) Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q13563

Número do item: CM0026971



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o PKD2 humano (Policistina-2), adequado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Útil para pesquisa de doenças renais e sinalização de canais iônicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PKD2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PC2; PKD4; Pc-2; APKD2; TRPP2
Espécie	Humano
ID do Gene (humano)	5311
ID do Gene	5311
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 731-830 do PKD2 humano (NP_000288.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13563
Peso Proteico	110kDa
Envio	Saco de gelo