


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Pkd2 Para Wb, Elisa - Q13563

Número do item: CM0025753



introdução

Anticorpo policlonico de coelho direcionado a Policistina-2 (PKD2) humana. Adequado para WB e ELISA; apresenta reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de função de canais de cálcio e doença renal policística.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PKD2 Rabbit pAb
Observações/Alias	PC2; PKD4; Pc-2; APKD2; TRPP2; PKD2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5311
GeneID	5311
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 879-968 da PKD2 humana (NP_000288.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13563
Peso Molecular da Proteína	110kDa
Envio	Bolsa de gelo