


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pkm1/2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P14618

Número do item: CM0018609



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PKM1/2 (SWISS P14618) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Ideal para pesquisas sobre glicólise e metabolismo do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PKM1/2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PK3; TCB; p58; OIP3; PKM2; CTHBP; THBP1; HEL-S-30; PKM1/2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5315
ID do Gene	5315
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P14618
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Saco com gelo