


Anti-Pkm1/2 Rabbit Polymab® Anticorpo Monoclonal Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P14618

Número do item: CM0008594



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-PKM1/2 de alta qualidade validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de glicólise e metabolismo do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PKM1/2 Rabbit PolymAb®
Observações/Apelido	PK3; TCB; p58; OIP3; PKM2; CTHBP; THBP1; HEL-S-30
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5315
GeneID	5315
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 321-420 do PKM1/2 humano (NP_001193728.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P14618
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Saco com gelo