


Anticorpo Monoclonal Anti-Pkm2 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P14618

Número do item: CM0002995



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para PKM2 humano. Validado para WB, IF/ICC, IP e ELISA. Reage com humano, rato e rato. Tem como alvo a enzima glicolítica chave e biomarcador tumoral piruvato quinase M2. Ideal para pesquisa em metabolismo do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho específico para PKM2
Observações/Apelido	PK3; TCB; p58; OIP3; PKM2; CTHBP; THBP1; HEL-S-30; Específico para PKM2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5315
GeneID	5315
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 380-480 do PKM2 humano (NP_002645.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P14618
Peso Proteico	58kDa
Envio	Em saco de gelo