


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pkm2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P14618

Número do item: CM0015422



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PKM2, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com PKM2 humano, de rato e camundongo. Adequado para pesquisa em glicólise e metabolismo do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho PKM2
Observações/Alias	PK3, TCB, p58, OIP3, PKM2, CTHBP, THBP1, HEL-S-30
Espécie	Humano
GeneID	5315
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 11-221 da PKM2 (NP_001193728.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P14618
Peso Proteico	58kDa
Envio	Saco de gelo