


Anticorpo Policlonal De Coelho Específico Para Pkm2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P14618

Número do item: CM0021648



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à PKM2 humana (58kDa), validado para WB, IF/ICC, ELISA com reatividade cruzada para camundongo, rato. Adequado para estudar as funções duplas da PKM2 na glicólise e na regulação da transcrição no câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	pAb de Coelho Específico para PKM2
Observações/Apelido	PK3; TCB; p58; OIP3; PKM2; CTHBP; THBP1; HEL-S-30; Específico para PKM2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5315
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 380-480 da PKM2 humana (NP_002645.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P14618
Peso Proteico	58kDa
Envio	Em saco de gelo