


Anticorpo Policlonal Anti-Pkmyt1 Para Wb E Elisa - Q99640

Número do item: CM0020550



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-PKMYT1 validado para western blot e ELISA, com reação cruzada com a quinase PKMYT1 humana, de camundongo e de rato. Uma ferramenta essencial para pesquisas sobre o ciclo celular e a regulação mitótica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do produto	pAb de coelho anti-PKMYT1
Observações/Apelido	MYT1; PPP1R126; PKMYT1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	9088
GeneID	9088
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 75-362 da PKMYT1 humana (NP_004194.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q99640
Peso da proteína	55 kDa
Envio	Bolsa de gelo