


Anticorpo Policlonal Anti-Pkn1 Para Wb, Elisa - Q16512

Número do item: CM0013156



introdução

Anticorpo policlonal de coelho PKN1 validado para WB e ELISA. Reage com PKN1 humano e de camundongo, uma serina/treonina quinase envolvida na regulação do citoesqueleto, migração celular e transcrição. Ideal para pesquisas sobre câncer e sinalização celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PKN1 pAb Coelho
Observações/Apelido	DBK; PKN; PAK1; PRK1; PAK-1; PRKCL1; PKN-ALPHA; PKN1
Espécie	Humano
ID do Gene	5585 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do PKN1 humano (NP_002732.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q16512
Peso da Proteína	104kDa
Envio	Saco de gelo