


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pknox1 Para Wb, Elisa - P55347

Número do item: CM0024226



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho PKNOX1 validado para Western Blot (WB) e ELISA, adequado para detecção de PKNOX1 (PREP-1) em amostras humanas e de camundongo. Ideal para pesquisa de regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PKNOX1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PREP1; pknox1c; PKNOX1
Espécie	Humano
GeneID	5316
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 322-436 do PKNOX1 humano (NP_004562.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P55347
Peso Proteico	48kDa
Envio	Em bolsa de gelo