


Anticorpo Policlonal Anti-Pkp2 Para Wb - Q99959

Número do item: CM0027839



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o PKP2 (Placofilina-2). Validado para WB e ELISA em humano, rato e camundongo. Imunogênio aa 578-837. Para biologia de desmossomos, eletrofisiologia cardíaca e pesquisa de restrição do hospedeiro da influenza A.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PKP2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ARVD9; PKP2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5318
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 578-837 do PKP2 humano (NP_001005242.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99959
Peso da Proteína	97kDa
Envio	Saco com gelo