

## Anticorpo Monoclonal Anti-Pkr/Eif2Ak2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P19525

Número do item: CM0002728



### introdução

Anticorpo monoclonal anti-PKR/EIF2AK2 de coelho validado para WB, IF/ICC, ELISA em amostras humanas. Detecta a quinase ativada por dsRNA induzida por interferon, envolvida na imunidade inata antiviral. Adequado para pesquisa de infecção viral e resposta ao estresse.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | PKR/EIF2AK2 mAb de coelho                                                                                         |
| Observações/Apelidos | PKR; PRKR; DYT33; LEUDEN; EIF2AK1; PPP1R83; PKR/EIF2AK2                                                           |
| Espécie              | Humano                                                                                                            |
| GeneID (Humano)      | 5610                                                                                                              |
| GeneID               | 5610                                                                                                              |
| Imunógeno            | Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 450-551 da PKR/EIF2AK2 humana (P19525). |
| Origem               | Coelho                                                                                                            |
| Categoria            | Anticorpos Monoclonais                                                                                            |
| Aplicação            | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                 |
| Reatividade Cruzada  | Humano                                                                                                            |
| SWISS                | P19525                                                                                                            |
| Peso Proteico        | 62 kDa                                                                                                            |
| Transporte           | Bolsa de gelo                                                                                                     |