

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pkr/Eif2Ak2 Para Wb, Elisa - P19525

Número do item: CM0024808



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PKR/EIF2AK2 humano, validado para WB e ELISA. Reconhece a quinase ativada por dsRNA induzida por interferon, crucial para a imunidade inata antiviral, resposta ao estresse e transdução de sinal. Adequado para pesquisas sobre infecção viral, câncer e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PKR/EIF2AK2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PKR; PRKR; DYT33; LEUDEN; EIF2AK1; PPP1R83; PKR/EIF2AK2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5610
ID do Gene	5610
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-270 do PKR/EIF2AK2 humano (NP_002750.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P19525
Peso Proteico	62kDa
Envio	Saco de Gelo