


## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pla2G1B Para Wb, Ihc-P, Elisa - P04054

Número do item: CM0026613



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PLA2G1B humano (fosfolipase A2) para Western blot, IHC-P e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com humano e camundongo. O alvo está envolvido no metabolismo de fosfolipídios, inflamação e defesa anti-helmíntica. Ideal para pesquisa de enzimas digestivas.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | PLA2G1B Rabbit pAb                                                                                                                                 |
| Observações/Apêndice | PLA2; PLA2A; PPLA2; PLA2G1B                                                                                                                        |
| Espécie              | Humano                                                                                                                                             |
| GeneID (Humano)      | 5319                                                                                                                                               |
| GeneID               | 5319                                                                                                                                               |
| Imunógeno            | Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-148 do PLA2G1B humano (NP_000919.1). |
| Fonte                | Coelho                                                                                                                                             |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                                                                                             |
| Aplicação            | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                   |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo                                                                                                                                 |
| SWISS                | P04054                                                                                                                                             |
| Peso Proteico        | 16kDa                                                                                                                                              |
| Envio                | Em saco de gelo                                                                                                                                    |