


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pla2G2A Para Wb, Elisa - P14555

Número do item: CM0013138



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o PLA2G2A humano, uma fosfolipase A2 secretada envolvida na inflamação e defesa antimicrobiana. Validado para WB e ELISA; adequado para pesquisa de metabolismo lipídico e defesa do hospedeiro.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PLA2G2A pAb Coelho
Observações/Apelido	MOM1; PLA2; PLA2B; PLA2L; PLA2S; PLAS1; sPLA2; PLA2G2A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5320
GeneID	5320
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-144 do PLA2G2A humano (NP_001155201.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P14555
Peso da Proteína	16kDa
Envio	Saco de gelo