

Anticorpo Policlonal Anti-Pla2G2D Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Unk4

Número do item: CM0026103

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PLA2G2D humano (SPLASH), validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para estudar os papéis anti-inflamatórios e imunorregulatórios da fosfolipase A2 secretora.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PLA2G2D pAb Coelho
Observações/Apelido	SPLASH; sPLA2S; PLA2IID; sPLA2-IID; PLA2G2D
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	26279
GeneID	26279
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-145 do PLA2G2D humano (NP_036532.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UNK4
Peso da Proteína	17kDa
Envio	Saco com gelo