

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pla2G3 Para Wb E Elisa - Q9Nz20

Número do item: CM0020616

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra PLA2G3 humano (sPLA2-III), validado para WB e ELISA. Reage com amostras humanas e de camundongo. PLA2G3 é uma fosfolipase A2 secretória envolvida no metabolismo lipídico, na inflamação e na ciliogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	PLA2G3 Rabbit pAb
Observações/alias	SPLA2III; sPLA2-III; GIII-SPLA2; PLA2G3
Espécie	Humana
GeneID (humano)	50487
GeneID	50487
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 400-500 da PLA2G3 humana (NP_056530.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo
SWISS	Q9NZ20
Peso da proteína	57 kDa
Envio	Bolsa de gelo