


Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Pla2G4A Para Wb E Elisa - P47712

Número do item: CM0017327



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a fosfolipase A2 citosólica humana (PLA2G4A, cPLA2 α). Validado para WB e ELISA, detecta humano e camundongo. Alvo envolvido na biossíntese de eicosanoides e resposta inflamatória. - P47712

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PLA2G4A Coelho pAb
Observações/Apelido	GURDP; cPLA2; PLA2G4; cPLA2-alfa; PLA2G4A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5321
GeneID	5321
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 550-749 da PLA2G4A humana (NP_077734.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P47712
Peso Molecular da Proteína	85 kDa
Transporte	Saco de gelo