

Anti-Pla2G4C Anticorpo Policlonal De Coelho Para If/Icc, Elisa - Q9Up65

Número do item: CM0024979

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a fosfolipase A2 citosólica gama humana (PLA2G4C). Adequado para IF/ICC e ELISA; ideal para estudar o remodelamento de fosfolipídios, a biogênese de gotículas lipídicas e os mecanismos de infecção viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anti-PLA2G4C Anticorpo Policlonal de Coelho
Observações/Apelido	CPLA2-gama; PLA2G4C
Espécie	Humano
GeneID	8605
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-189 da PLA2G4C humana (NP_003697.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9UP65
Peso da Proteína	61kDa
Envio	Saco de gelo