

Anticorpo Policlonal Anti-Pla2G4D/Cpla2Delta Para If/Icc, Elisa - Q86Xp0

Número do item: CM0015742



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à fosfolipase A2 delta citosólica humana (PLA2G4D/cPLA2delta) para IF/ICC e ELISA. Envolvido no metabolismo lipídico e inflamação, expresso em epitélios estratificados.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PLA2G4D Rabbit pAb
Observações/Apelido	cPLA2delta; PLA2G4D
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	283748
ID do Gene	283748
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 510-680 do PLA2G4D humano (NP_828848.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q86XP0
Peso Proteico	92kDa
Envio	Saco de Gelo