

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pla2G6 Para Wb E Elisa - O60733

Número do item: CM0026382

introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para PLA2G6, validado para western blotting (WB) e ELISA. Reage cruzadamente com rato. Ideal para pesquisas sobre metabolismo de fosfolipídios, função mitocondrial e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PLA2G6 Rabbit pAb
Observações/Apelido	GVI; PLA2; INAD1; NBIA2; iPLA2; NBIA2A; NBIA2B; PARK14; PNPLA9; Cal-PLA2; IPLA2-VIA; iPLA2beta; PLA2G6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8398
ID do Gene	8398
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 151-250 do PLA2G6 humano (NP_003551.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	O60733
Peso Proteico	90kDa
Envio	Saco de gelo