


Anticorpo Policlonal Anti-Pla2G7 Para Wb, Elisa - Q13093

Número do item: CM0013269



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PLA2G7 humano (PAF-AH, LP-PLA2). Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para rato. Use para estudar a degradação do fator ativador de plaquetas e vias de estresse oxidativo inflamatório.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PLA2G7 Coelho pAb
Observações/Apêndice	PAFAD; PAFAH; LP-PLA2; LDL-PLA2; PLA2G7
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7941
ID do Gene	7941
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 51-240 do PLA2G7 humano (NP_005075.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q13093
Peso Proteico	50kDa
Envio	Saco de gelo