


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pla2G7 Para Wb, Elisa - Q13093

Número do item: CM0029337



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o PLA2G7 humano (LP-PLA2, PAF-AH). Validado para WB e ELISA, reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para estudar inflamação, estresse oxidativo e metabolismo lipídico em pesquisa e desenvolvimento de IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PLA2G7 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PAFAD; PAFAH; LP-PLA2; LDL-PLA2; PLA2G7
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7941
ID do Gene	7941
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 172-441 do PLA2G7 humano (NP_005075.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13093
Peso Proteico	50kDa
Envio	Saco de gelo