

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pla2R1 Para Wb E Elisa - Q13018

Número do item: CM0007087



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho PLA2R1 de alta qualidade validado para Western blot e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos do receptor da fosfolipase A2 e pesquisa de diagnóstico de doenças renais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PLA2R1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	PLA2R; PLA2-R; PLA2IR; CLEC13C; PLA2G1R; PLA2R1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	22925
ID do Gene	22925
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 810-910 do PLA2R1 humano (NP_031392.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13018
Peso Proteico	169 kDa
Transporte	Saco de gelo