

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pla2R1 Para Wb, Elisa - Q13018

Número do item: CM0016766



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PLA2R1, validado para WB e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para estudar a sinalização do receptor de fosfolipase A2 secretora e vias de clearance.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | PLA2R1 pAb Coelho                                                                                                                                     |
| Observações/Apelido | PLA2R; PLA2-R; PLA2IR; CLEC13C; PLA2G1R; PLA2R1                                                                                                       |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                                |
| ID do Gene (Humano) | 22925                                                                                                                                                 |
| ID do Gene          | 22925                                                                                                                                                 |
| Imunógeno           | Proteína recombinante   Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 870-1130 do PLA2R1 humano (NP_031392.3). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                                |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                                                |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                                             |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                                              |
| SWISS               | Q13018                                                                                                                                                |
| Peso da Proteína    | 169kDa                                                                                                                                                |
| Envio               | Saco com gelo                                                                                                                                         |