

Anticorpo Policlonal Anti-Fosfatase Alcalina Placentária (Plap) Para Wb, Ip, Elisa - P05187

Número do item: CM0019462



introdução

A CamelBio fornece um anticorpo policlonal de coelho direcionado à fosfatase alcalina placentária humana (PLAP), adequado para aplicações de Western blot, imunoprecipitação e ELISA em biologia placentária e pesquisa oncológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho contra Fosfatase Alcalina Placentária (PLAP)
Observações/Apêndice	ALP; IAP; ALPI; PALP; PLAP; PLAP-1; Fosfatase Alcalina Placentária (PLAP)
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	250
GeneID	250
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 260-460 da Fosfatase Alcalina Placentária humana (PLAP) (NP_001623.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P05187
Peso Proteico	58kDa
Envio	Saco de Gelo