

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfatase Alcalina Placentária (Plap) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P05187

Número do item: CM0008038



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade que visa a fosfatase alcalina placentária humana (PLAP). Adequado para aplicações de WB, IHC-P e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Apoiar pesquisas de biologia placentária e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfatase alcalina placentária (PLAP) mAb de Coelho
Observações/Apelido	ALP, IAP, ALPI, PALP, PLAP, PLAP-1, Fosfatase alcalina placentária (PLAP)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	250
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 da fosfatase alcalina placentária humana (PLAP) (P05187).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P05187
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Saco com gelo