

Anticorpo Monoclonal Anti-Lactogênio Placentário (Csh1) Para Elisa E If-P - P01243

Número do item: CM0002395

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao Lactogênio Placentário humano (CSH1), adequado para ELISA e IF-P. Desenvolvido para pesquisa em hormônios placentários e biologia reprodutiva.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Lactogênio Placentário (CSH1) mAb de coelho
Observações/Alias	PL; CSA; CS-1; CSMT; GHB3; hCS-1; hCS-A; Placental lactogen (CSH1)
Espécie	Humano
ID do Gene (humano)	1442
ID do Gene	1442
Imunógeno	Peptídeo sintético Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do Lactogênio Placentário humano (CSH1) (CSH1) (P0DML2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P01243
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Bolsa de gelo