


Anticorpo Policlonal Anti-Lactogênio Placentário (Csh1) Para Ihc-P, Elisa - P0Dml2

Número do item: CM0022401



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-lactogênio placentário (CSH1) para imuno-histoquímica (parafina) e ELISA. Tem como alvo o hormônio somatomamotropina coriônica humana 1, um hormônio específico da gravidez envolvido na lactação, crescimento fetal e metabolismo. Ideal para pesquisa em biologia reprodutiva.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo policlonal de coelho anti-lactogênio placentário (CSH1)
Observações/Alias	PL; CSA; CS-1; CSMT; GHB3; hCS-1; hCS-A; Lactogênio placentário (CSH1)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1442
ID do Gene	1442
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-217 do lactogênio placentário humano (CSH1) (NP_001308.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P0DML2
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Bolsa de gelo