

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Plau Para Wb, Elisa - P00749

Número do item: CM0019504



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao PLAU humano (ativador do plasminogênio do tipo uroquinase). Validado para WB e ELISA, reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de protease e fibrinólise.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PLAU pAb de Coelho
Observações/Apelido	ATF; QPD; UPA; URK; u-PA; BDPLT5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5328
ID do Gene	5328
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-180 do PLAU humano (NP_002649.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P00749
Peso Proteico	49kDa
Envio	Saco de gelo