


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Plaur Para Wb, Elisa - Q03405

Número do item: CM0013782



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-PLAUR de alta qualidade para Western blot (WB) e ELISA, com reatividade para amostras humanas, de camundongo e rato. Tem como alvo o receptor de uroquinase, essencial para a migração celular e remodelação tecidual.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PLAUR Coelho pAb
Observações/Apelidos	CD87; UPAR; URKR; U-PAR; PLAUR
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5329
ID do Gene	5329
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-305 do PLAUR humano (NP_002650.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q03405
Peso da Proteína	37kDa
Envio	Bolsa de gelo