

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-PLb1 Para Wb, Elisa - Q6P1J6

Número do item: CM0015820

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra PLB1 humano, validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Detecta proteína de ~163 kDa. Adequado para pesquisa de metabolismo lipídico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PLB1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PLB; PLB/LIP; PLB1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	151056
ID do Gene	151056
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1110-1415 do PLB1 humano (NP_694566.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q6P1J6
Peso Proteico	163kDa
Envio	Saco de Gelo