


Anticorpo Policlonal Anti-Plc Beta 3 (Plcb3) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q01970

Número do item: CM0016093



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PLCB3 humano, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com Humano, Rato, Camundongo. Ataca uma enzima chave de sinalização de GPCR. Ideal para pesquisa de transdução de sinais e desenvolvimento de ensaios IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PLC beta 3 (PLCB3) pAb de Coelho
Observações/Apelido	SMDCD; PLC beta 3 (PLCB3)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5331
GeneID	5331
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Camundongo
SWISS	Q01970
Peso da Proteína	139kDa
Envio	Saco de gelo