


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Plc Beta 3 (Plcb3) Para Wb, Elisa - Q01970

Número do item: CM0002084



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade contra PLC beta 3 (PLCB3) humano, adequado para Western blot e ELISA. Ideal para estudos de sinalização mediada por GPCR, geração de DAG/IP3 e função de neutrófilos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PLC beta 3 (PLCB3) mAb de coelho
Observações/Alias	SMDCD; PLC beta 3 (PLCB3)
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5331
GeneID	5331
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q01970
Peso da Proteína	139kDa
Envio	Bolsa de gelo