


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Plc Gama 1 (Plcg1) Para Wb, Elisa - P19174

Número do item: CM0012266



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-PLCG1 para aplicações WB e ELISA. Detecta PLCγ1 endógeno em amostras humanas, de camundongo e rato. Adequado para pesquisa de transdução de sinal e migração celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PLC gama 1 (PLCG1) mAb de Coelho
Observações/Apelido	PLC1; NCKAP3; PLC-II; PLC148; PLCgamma1; PLC gama 1 (PLCG1)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5335
GeneID	5335
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 710-832 da PLC gama 1 (PLCG1) humana (P19174)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P19174
Peso da Proteína	149 kDa
Envio	Saco de gelo