


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Plc Gamma 1 (Plcg1) Para Wb E Elisa - P19174

Número do item: CM0017177



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-PLC gamma 1 (PLCG1) de alta qualidade, validado para western blotting (WB) e ELISA. Reconhece PLCG1 humano e de camundongo (149 kDa), uma enzima-chave da sinalização por fosfoinosítídeos envolvida nas vias dos receptores tirosina-quinase, na reorganização da actina e na migração celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	PLC gamma 1 (PLCG1) pAb de coelho
Observações/Alíases	PLC1; NCKAP3; PLC-II; PLC148; PLCgamma1
Espécie	Humano
GenelD (humano)	5335
GenelD	5335
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	P19174
Peso da proteína	149 kDa
Envio	Bolsa de gelo