


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Plc Gama 1 (Plcg1) Para Wb, Elisa - P19174

Número do item: CM0025594



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao PLCG1 humano (fosfolipase C gama-1), validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ferramenta essencial para estudar cascatas de sinalização intracelular e reorganização do citoesqueleto de actina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	PLC gama 1 (PLCG1) pAb de Coelho
Observações/Apelido	PLC1; NCKAP3; PLC-II; PLC148; PLCgamma1; PLC gama 1 (PLCG1)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5335
GeneID	5335
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 700-800 da PLC gama 1 humana (PLCG1) (NP_002651.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P19174
Peso Proteico	149kDa
Envio	Saco de gelo