


Anti-Plc Gama 2 (Plcg2) Anticorpo Policlonal Para Wb, If/Icc, Elisa - P16885

Número do item: CM0018744



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o PLC gama 2 (PLCG2) humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Crucial para sinalização transmembrana e geração de segundos mensageiros.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PLC gama 2 (PLCG2) pAb de Coelho
Observações/Apelido	FCAS3; APLAID; PLC-IV; PLC-gama-2; PLC gama 2 (PLCG2)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5336
GeneID	5336
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do PLC gama 2 (PLCG2) humano (NP_002652.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P16885
Peso da Proteína	148kDa
Envio	Saco gelado