


Anti-Plc Gama 2 (Plcg2) Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, Elisa - P16885

Número do item: CM0011487



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o PLC gama 2 (PLCG2), adequado para aplicações de Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com espécies humanas e de camundongo, permitindo estudos de transdução de sinal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PLC gama 2 (PLCG2) mAb de Coelho
Observações/Apelido	FCAS3; APLAID; PLC-IV; PLC-gama-2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5336
ID do Gene	5336
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 701-800 do PLC gama 2 (PLCG2) (NP_002652.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P16885
Peso da Proteína	148kDa
Envio	Saco de gelo