

Anticorpo Policlonal Anti-Plcb1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nq66

Número do item: CM0022609

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PLCB1, validado para WB, IHC-P e ELISA. Detecta PLCB1 humano, de camundongo e de rato com peso molecular previsto de 139 kDa. Adequado para estudos de sinalização por fosfolipase C.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PLCB1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	DEE12; PLC-I; EIEE12; PI-PLC; PLC154; PLCB1A; PLCB1B; PLC-154; PLC-beta-1; PLCB1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	23236
GeneID	23236
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 917-1216 da PLCB1 humana (NP_056007.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NQ66
Peso Molecular da Proteína	139kDa
Envio	Bolsa de gelo