

Anti-Plplcb2 (Plc-Beta-2) Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q00722

Número do item: CM0029623



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o PLCB2 (PLC-beta-2), validado para Western blot (WB) e ELISA. Detecta uma banda de 134 kDa em amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para estudar sinalização de RGPC e vias da fosfolipase C.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PLCB2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PLC-beta-2; PLCB2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5330
GeneID	5330
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-199 do PLCB2 humano (NP_004564.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q00722
Peso da Proteína	134kDa
Envio	Saco de gelo