

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Plcd4 Para Wb, Elisa - Q9Brc7

Número do item: CM0025104

introdução

O PLCD4 Rabbit pAb detecta a fosfolipase C delta-4 humana, de rato e de camundongo, sendo adequado para Western blot e ELISA. Tem como alvo uma enzima de sinalização de fosfoinosítídeos que gera DAG e IP3, envolvida na reação acrossomal e no crescimento celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PLCD4 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PLCD4
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	84812
GeneID	84812
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-290 da PLCD4 humana (NP_116115.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BRC7
Peso Proteico	88kDa
Transporte	Saco de Gelo