

Anticorpo Policlonal Anti-Plch1 Para Wb E Elisa - Q4Kwh8

Número do item: CM0018495

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho PLCH1 (Q4KWH8) validado para aplicações de Western blot e ELISA. Específico para PLCH1 humano com reatividade cruzada para rato. Ideal para estudar vias de sinalização da fosfolipase C.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho PLCH1
Observações/Apelido	HPE14; PLCL3; PLC-L3; PLC eta 1; PLCH1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23007
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1100-1400 do PLCH1 humano (NP_055811.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q4KWH8
Peso Proteico	189kDa
Transporte	Saco de gelo