

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Plcxd2 Para Wb, Elisa - Q0Vaa5

Número do item: CM0027853

introdução

Um anticorpo policlonal de coelho direcionado contra PLCXD2 humano, validado para aplicações de WB e ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar o papel da proteína 2 contendo domínio X PI-PLC na sinalização lipídica e função nuclear.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal Coelho PLCXD2 (pAb)
Observações/Apelido	PLCXD2
Espécie Alvo	Humano
GeneID (Humano)	257068
ID do Gene	257068
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-305 do PLCXD2 humano (NP_001172035.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q0VAA5
Peso Molecular da Proteína	35kDa
Transporte	Em saco de gelo