

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Plcxd2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q0Vaa5

Número do item: CM0017837

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra PLCXD2 humano, validado para Western blot, imunofluorescência e ELISA em amostras humanas, de camundongo e de rato. Explore o papel da proteína 2 contendo o domínio PI-PLC X na sinalização lipídica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	PLCXD2 pAb de coelho
Observações/Apelido	PLCXD2
Espécie	Humana
GeneID (humano)	257068
GeneID	257068
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-305 da PLCXD2 humana (NP_001172035.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q0VAA5
Peso da proteína	35 kDa
Envio	Embalagem de gelo