


Anticorpo Policlonal Anti-PLD2 Para Wb, Elisa - O14939

Número do item: CM0013849



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PLD2 humano, validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para estudar a fosfolipase D2 na regulação do citoesqueleto induzida por sinal e no metabolismo lipídico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PLD2 pAb Coelho
Observações/Apelido	PLD1C, PLD2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5338
GeneID	5338
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-180 do PLD2 humano (NP_002654.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O14939
Peso da Proteína	106kDa
Envio	Saco com gelo